

se abtină de fumat și să mențină o igienă orală corespunzătoare în perioada de două săptămâni după intervenția chirurgicală.

- Dacă membrana este expusă, dezinfecta se vindecă în general.
- În general, membrana trebuie îndepărtată, cu excepția cazului unei infecții acute. Dacă membrana să fie îndepărtată, șesurile adiacente trebuie să fie anesteziate folosind un anestetic local și trebuie efectuată în zonă proximală membranei reziduale. După replicarea a tisutului adiacent, parteas de membrană rămășătoare poate fi excizată și poate realize chirurgia pentru îndepărțarea oricărui șes infecțios sau infectat.
- Pentru a permite bună regenerare a osului membrană, nu se efectuează nicio manevră chirurgicală timp de patru până la săptămâna după intervenția chirurgicală.

PRECAUȚII PENTRU INCISIILE

Membrana R.T.R.+ Membrane trebuie utilizată numai de medici dentiști sau chirurgi instruiți în utilizarea acesteia. Pentru a se asigura succesul operării chirurgicale al cavității orale, trebuie eliminată orice infecție bacteriană și trebuie asigurată o bună igienă orală.

INTERVENȚIA CHIRURGICĂ

Precauții

trebuie să urmăreze tratamentul de igienizare, precum și instrucțiunile asociate îndepărțării parodontale, inclusiv

tratamentele de:

• Guia para o crescimento gengival, sobre a película densa e o tecido ósseo na matriz de fibras de polímero

• Reabsorção entre 4 a 6 meses

PROPRIEZADEAS

A camada fibrosa de R.T.R.+ Membrane permite a absorção dos fluidos, nomeadamente, o suor. Isto promove, mecanicamente, a sua estabilidade e adesão às paredes do defeito ósseo e, biologicamente, a regeneração óssea. A sua fixação por suturas ou pinos é possível, mas não é necessária. A camada densa de esterilidade, com a certa rigidez, permite a sua utilização em preservação da humidade, e faciliza o seu maneuseamento por períodos prolongados nas indicações em que esta associada a biomateriais de substituição óssea. Os dados experimentais demonstram que a membrana desempenha, a sua função de barreira durante mais de quatro semanas e depois é completamente reabsorvida pelo organismo dentro de quatro a seis meses.

A

membrana R.T.R.+ Membrane é uma membrana de substituição óssea, com a capacidade de ser utilizada no nível das zone de interfaz. Pacientes com infecções crônicas (cum ar fi diabet, osteomielite) e pacienti cărora și se administrează tratamente concomitente, cum ar fi terapii cu corticosterizi pe termen lung, medicamente utilizata pentru a preveni recidiva tumorii/lesiunile în caz de transplant, radioterapie sau chimioterapie;

• pacienti cu autoimun;

• pacienti cu infecții cronice (cum ar fi osteomielita) la nivelul zonei care se intervine chirurgical;

Nu se cunoște efectele la gravide sau femei care alăptăză.

COMPLICAȚII POSIBILE

Pot apărea reacții adverse în asociere cu alte membrane sintetice, cum ar fi înflamatori locală. De asemenea, pot apărea complicații potențiale, care pot surveni în urma aplicării procedur chirurgicale. Pot apărea edeme la locul interventiei chirurgicale, necroza parțială a țesutului, hemoragie, dehiscență, hematom, creștere sensibilității și durere pierdere de os, eritem și inflamație locală, și complicații asociate utilizării stericilor locale.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE

R.T.R.+ Membrane este un produs steril, conceput exclusiv pentru o singură utilizare în cursul unei proceduri chirurgicale specifice, deoarece reutilizarea riscă să ducă la infectarea a pacientului.

Numești maxim de apăriție repetată:

• în cursul același interventi: 2 membrane cu dimensiuni de maxim 30 x 40 mm pot fi păstrate până la 10 - 15 minute.

A nu se utilizează membrana R.T.R.+ Membrane.

A nu se utilizează produsul dacă ambalajul steril a fost deteriorat sau deschis.

A nu se utilizează membrana este contaminată înainte de aplicare.

A nu se sectionă membrana printă-procedură care generează căldură.

A nu se utilizează după data expirării.

A se păstra la temperatură camerei (între 15 °C și 25 °C), protejată de căldură și umiditate.

A se păstra în ambalaj după abertura.

pt

Membrana dentară sintetică de camada dublu reabsorbivel (PLGA) este expusă, dezinfectată și se vindecă în general. În general, membrana trebuie să fie îndepărtată, cu excepția cazului unei infecții acute. Dacă membrana trebuie să fie îndepărtată, șesurile adiacente trebuie să fie anesteziate folosind un anestetic local și trebuie efectuată în zonă proximală membranei reziduale. După replicarea a tisutului adiacent, parteas de membrană rămășătoare poate fi excizată și poate realiza chirurgia pentru îndepărțarea oricărui șes infecțios sau infectat.

• Pentru a permite bună regenerare a osului membrană, nu se efectuează nicio manevră chirurgicală timp de patru până la săptămâna după intervenția chirurgicală.

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE

Membrana R.T.R.+ Membrane trebuie utilizată numai de medici dentiști sau chirurgi instruiți în utilizarea acesteia. Pentru a se asigura succesul operării chirurgicale al cavității orale, trebuie eliminată orice infecție bacteriană și trebuie asigurată o bună igienă orală.

INTERVENȚIA CHIRURGICĂ

Precauții

trebuie să urmăreze tratamentul de igienizare, inclusiv

detartraj și echilibraire

oceană

reabsorbabil

entrare

4

mesi

de

o

te

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

pt

Membrana dentară sintetică de camada dublu reabsorbivel (PLGA) este expusă, dezinfectată și se vindecă în general. În general, membrana trebuie să fie îndepărtată, cu excepția cazului unei infecții acute. Dacă membrana trebuie să fie îndepărtată, șesurile adiacente trebuie să fie anesteziate folosind un anestetic local și trebuie efectuată în zonă proximală membranei reziduale. După replicarea a tisutului adiacent, parteas de membrană rămășătoare poate fi excizată și poate realiza chirurgia pentru îndepărțarea oricărui șes infecțios sau infectat.

• Pentru a permite bună