

mectron



→ MECTRON
MICROPIEZO

••••• NUOVO MICROPIEZO

Compatto, ergonomico e dal design essenziale, il nuovo micropiezo semplifica il lavoro dell'operatore, rendendolo meno faticoso.



→ SOFT MODE

Modalità soft per uno scaling ultra-delicato. La funzione SOFT MODE riduce la sensibilità durante il trattamento: i pazienti più sensibili affrontano con molta più tranquillità i trattamenti a cui vengono sottoposti con grande beneficio anche per il clinico. Funzione attivabile in tutte le applicazioni.



→ WiFi

Tecnologia WIFI integrata - già predisposta per le future funzioni IoT.



→ **irrigazione indipendente**

Flacone liquido indipendente che si illumina di colore diverso in base all'indicazione clinica selezionata (capacità 500 ml).

→ **tastiera "touch"**

Esclusiva tastiera "touch" multifunzione con codice colore in base all'indicazione clinica selezionata.

→ **funzione "flush"**

Flush breve - permette di far arrivare l'irrigazione all'inserto prima di iniziare il trattamento; Flush lungo - permette di eseguire un ciclo automatico di pulizia del circuito di irrigazione alla fine di ogni trattamento.

→ **manipolo slim**

Manipolo ultrasuoni extra fine con luce LED circolare - peso di soli 55 g!

→ **multifunzione**

3 funzioni con 12 settaggi potenza dedicati
- scaling e perio
- endo
- protesi

→ **vasta gamma di inserti**

- Disponibili più di 30 inserti
- 1 chiave 1 inserto! Ogni inserto è fornito con la sua chiave dinamometrica ai fini di ottimizzare l'igiene di studio nonché i tempi di sterilizzazione.



SOFT MODE - LA DETARTRASI ULTRA DELICATA!



“Nell’era del biofilm, il SOFT MODE, è uno strumento fondamentale nella terapia di mantenimento parodontale. Ideale nella rimozione del biofilm su pazienti adolescenti e adulti. Un supporto indispensabile al fine di promuovere la salute orale dei pazienti.”

Prof. Susan Wingrove, USA



“Il SOFT MODE di Mectron garantisce tutta l’efficacia degli ultrasuoni tradizionali, senza l’inconveniente del dolore per il paziente. Un comfort totale.”

Dr. Marie-Ève Bezzina, Francia



“Si può utilizzare in tutte le situazioni cliniche, quindi anche nei pazienti con particolare sensibilità e nel mantenimento dove non c’è il bisogno di essere aggressivi.”

Prof. Annamaria Genovesi, Italia



“È più gradevole per il paziente. Lo utilizzo con soddisfazione perché il trattamento è efficace e non danneggia il tessuto dentale.”

Dr. Susanne Graack, Germania

mectron s.p.a., via Loreto 15/A,
16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374
www.mectron.it, mectron@mectron.com



© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.