



dima Print Gingiva Mask

Lo stesso colore della vera gengiva: aspetto naturale e flusso migliorato nel lavoro su impianti

dima Print Gingiva Mask è una resina priva di silicone con cui è semplicissimo ricreare i tessuti gengivali altamente definiti, sia nei bordi ben visibili che nei profili di emergenza. Questo materiale elastico è altamente resistente allo strappo, flessibile e facile da regolare con una semplice rifinitura.

La salute orale nelle migliori mani.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

dima Print Stone Gingiva Mask

Resistente allo strappo, facile da progettare e da modificare manualmente.

dima Print Gingiva Mask è una scelta eccellente per migliorare il flusso di lavoro su impianti e produrre modelli dove è possibile ricreare l'area di tessuto gengivale molto somigliante alla situazione intraorale. dima Print Gingiva Mask ha una durezza shore A di 62 ed è perfettamente paragonabile al materiale tradizionale che sostituisce. Così il tecnico può adottare un workflow digitale, pur beneficiando delle stesse caratteristiche dei materiali tradizionali.

“La miglior resina per stampa 3D che c'è sul mercato. Il tessuto gengivale che viene ricreato è stabile e omogeneo, flessibile e facile da rifinire. Il suo colore rosa opaco assomiglia alla gengiva naturale.”



Michael Schreyer,
dental-house Dentallabor Group, Germania

Michael Schreyer è un odontotecnico master e proprietario del laboratorio Dentallabor Group. E' autore di diverse pubblicazioni sul tema della stampa 3D applicata nel laboratorio odontotecnico.

Classe MDD	Colore	Resistenza a flessione [MPa]	Modulo elastico [MPa]	Viscosità [mPa*s]	Tempo di stampa (per pezzo)
non applicabile	rosa	non applicabile	non applicabile	1050–1450	22 min (50 µm in z, 1 grande porzione di gengiva)

Fit perfetto per abutment individuali e altre indicazioni, con un semplice processo CAD che permette la massima precisione, attraverso un procedimento di produzione veloce e fluido.

Benefici

- Colore naturale, trasparenza e texture
- Facile rifinitura, se necessario
- Flessibile, resistente allo strappo, privo di silicone
- Facile duplicazione, con una semplice ristampa
- Perfetto con dima Print Stone beige

dima Print Gingiva Mask fa parte del workflow completo cara Print.



Altre resine per la stampa 3D

dima Print Stone beige



dima Print Stone beige è il tuttopare per tutti i tipi di modelli dentali, incl. i monconi sfilabili.

dima Print Guide



Dime chirurgiche rigide e di alta precisione che cambiano colore quando vengono sterilizzate.

dima Print Cast ruby



Resina per la stampa 3D di CAD-to-Cast. Precisione, velocità e affidabilità.

Scopri di più sul mondo della stampa 3D del sistema cara Print:
kulzer-dental.it/cara-print

