



Smart Trolleys

i mobili intelligenti

L'evoluzione nell'arredamento clinico.
Unità operative nate per assecondare le vostre esigenze

TROLLEY **STeVO**
SMART



**Sono così
intelligenti che
sanno**

smm



smart.

come farvi
guadagnare
tempo



100% Made in Italy

 **STeVO**

Smart Trolley Evo. L'evoluzione dell'operatività quotidiana grazie alla nuova linea di mobili professionali per l'odontoiatria. Ancora più efficienti. Ancora più... smart.

Adattabilità. La chiave dell'evoluzione.


Il progetto Smart Trolleys Evo nasce per rendere i processi facili ed efficaci. L'evoluzione implica la trasformazione dei mobili che vengono percepiti come semplici contenitori, in veri e propri dispositivi operativi al 100%. Il grande plus è quello dell' «adattività» dei trolleys, a vantaggio dell'operatività dell'odontoiatra che può muoversi in modo funzionale progettando i dispositivi più adatti alle sue esigenze personalizzando le configurazioni.



TROLLEY
SMART

STEVO

**Smart Trolley.
L'arredamento tecnico
evoluto al servizio della
vostra efficienza.**



Smart. Punto.



Con pochi e semplici gesti la vostra area operativa si trasforma. Grazie agli Smart Trolley EVO il vostro lavoro è flessibile, efficiente e produttivo. Il vostro tempo e quello del vostro staff è ottimizzato. Agli occhi del paziente si passa in pochi secondi dalla configurazione "tranquillizzante", con tutti i mobili riposti ordinatamente (e col minimo impatto visivo su strumenti e materiali), ad una situazione completamente operativa in cui i mobili assecondano le esigenze dell'equipe odontoiatrica.

TROLLEY **ST**eVO

SMART



Qualità Top



Materiali e tecniche costruttive di alta qualità derivati dalla migliore tradizione del Made in Italy.

Ordine visivo ed operativo



I mobili Smart Trolley EVO sono pensati per dare un look professionale e consentire l'accesso immediato ai vostri strumenti.

La chiave è la flessibilità



Lavorate in modo funzionale e nella totale libertà di movimento. Lasciate che sia il vostro ambiente ad adattarsi a voi.

Mobile preoperatorio

Iniziamo nel modo migliore



Cassetto 1M per piccoli oggetti

Cassetto 2M medio per strumenti imballati e cassette chirurgiche

Cassetto grande per contenere materiale voluminoso

Ogni area operativa deve rendere accessibile ogni attrezzatura nel corso delle procedure.

Ogni oggetto trova spazio nello SmartTrolley Preoperatorio che a riposo cela al suo interno tutto quanto, mentre quando è in assetto operativo, cioè estratto dal suo box, diventa un strumento indispensabile.

- Permette che tutta la strumentazione ed il materiale necessario per l'intervento siano preparati ed organizzati in modo logico.
- Garantisce controllo di tutto ciò che viene utilizzato
- Facile da spostare e da muovere, massima comodità.

pre.intra.post.



Organizzate il vostro spazio operativo

Cassetti modulabili con spazio per strumenti e materiale

- Gli strumenti sono tutti ordinati e disposti in maniera funzionale
- Professionalità organizzativa

Vassoio appoggio strumenti


- Con funzione di servomobile a tutti gli effetti
- Comodità di lavoro per tutti gli operatori

Flessibilità organizzativa

- Può essere configurato secondo le proprie esigenze per la massima funzionalità
- Comodità di lavoro per il personale e massima flessibilità organizzativa

Mobile Elettromedicale

Lavoriamo nel modo migliore




Gli strumenti elettromedicali che lo staff odontoiatrico utilizza durante gli interventi, deve essere necessariamente accessibile.

La soluzione è Smart Trolley Elettromedicale che con il suo sistema di alimentazione centralizzato, la sua modularità e la possibilità di accogliere ingombranti pedaliera di comando, diventa elemento di snodo funzionale ed organizzativo indispensabile.

- Permette l'accessibilità ai motori chirurgici, piezo ed altri strumenti coesistano facilmente.
- Garantisce controllo semplice e integrazioni di pedali di comando e permette visione diretta dei pannelli di controllo.
- Nasconde i cavi e trasmette immagine di ordine e pulizia.

pre.intra.post.

Pannello frontale
asportabile



**Il massimo della
flessibilità**



Parete posteriore con spazio per i cablaggi

- I cavi non pendono e si trasmette sensazione di ordine e pulizia.
- Si configura un assetto clinico

Supporti per le sacche fisiologiche

- Integrazione perfetta con gli strumenti dinamici legati alla chirurgia.
- Comodità di lavoro per gli operatori

Mensole orientabili

- Visione diretta sul pannello di comando degli strumenti
- Ripiani inclinabili di dimensioni ridotte, spazio più ampio per accogliere motori più grandi

Mobile post-operatorio

Terminiamo il lavoro nel modo migliore.



Per ridurre i tempi e rendere funzionale la gestione dei rifiuti e del materiale contaminato abbiamo sviluppato Smart Trolley Postoperatorio

Smart Trolley post-operatorio, grazie alla sua vasca di decontaminazione incorporata ed agli scomparti di raccolta differenziata rappresenta l'hub di raccolta e smistamento del materiale infetto.

- Raccolta differenziata di prodotti monouso utilizzati e potenzialmente contaminati
- Immersione in predisinfezione degli strumenti e cassette chirurgiche usate
- Ottimizzazione del flusso della clinica mediante immagine di sicurezza che si trasmette al paziente
- Perfetta gestione degli strumenti e dei flussi di lavoro e dei processi lavorativi

pre.intra.post.



Sicurezza e
funzionalità

Vasca 9 litri per inserire soluzione disinfettante

- Predisinfezione immediata degli strumenti e cassette chirurgiche utilizzati.
- Efficacia funzionale

Gestione sicura dei rifiuti. Contenitori per riciclaggio e raccolta differenziata

- Eliminazione dei prodotti monouso potenzialmente contaminati.

Contenitori per raccolte differenziate

- Evacuazione progressiva e simultanea degli strumenti contaminati impiegati in chirurgia.
- Facile preparazione della sala per l'intervento successivo.

Completa al meglio l'operatività del tuo spazio



Dispenser
per prodotti
monouso



Miscelatore
a leva

Ripiano di lavoro
in laminato per
mobile lavello

Modulo lavello
con portarifiuti a
ginocchio

**Gruppo lavello-dispenser
con vasca in acciaio
inox a filo e apertura a
ginocchio**
**Perfetta integrazione e
praticità**

Produttività ed efficienza derivano dall'ottimizzazione dei tanti "gesti semplici" che si ripetono molte volte al giorno. Grazie al gruppo lavello-dispenser l'equipe odontoiatrica dispone di un efficiente completamento del sistema di mobili SmartTrolley Evo e può contare su:

- Facile accesso ai materiali monouso e al loro ripristino quando esauriti
- Facile accesso al vano gettarifiuti con apertura "a ginocchio"
- Alta qualità del miscelatore, dei materiali e degli standard costruttivi per ridurre la manutenzione e semplificare la sanificazione

+plus.



Efficienza in ogni
dettaglio

Lavello acciaio inox applicato a filo ripiano

- Combina le qualità igieniche dell'acciaio con la funzionalità del piano in laminato ad alta resistenza
- Estetica e facilità di sanificazione

Portarifiuti a ginocchio

- Ampio vano facilmente accessibile per mantenere ordine mentre si lavora rapidamente
- Apertura a pressione

Dispenser per materiali monouso

- Alloggiamenti personalizzabili per i prodotti monouso di uso quotidiano
- Tre feritoie frontali e accesso inferiore per tovaglioli e bicchieri

Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di meglio?

Guide HQ con cassetto staccabile




Elevata scorrevolezza e meccanismo Soft Close (richiamo finale ammortizzato del cassetto). Le guide sono testate in uso continuo attraverso cicli di apertura e chiusura con una frequenza di 7 cicli per minuto. Tale test garantisce le funzionalità delle guide per *60.000 cicli pari ad un uso continuo superiore a 20 anni.*

Ruote di alta qualità



Ruote girevoli, ad alta scorrevolezza con freno di stazionamento. Montate su cuscinetti a sfere con resistenza al carico di 100 Kg. Grazie al grande diametro (100mm) sono in grado di superare ostacoli quali: fughe, aree di congiunzione fra diverse pavimentazioni, piccoli ostacoli.





Verniciatura antibatterica



La verniciatura, elemento finale di un processo produttivo di alta qualità, è effettuata con polveri epossidiche antibatteriche. La verniciatura a polveri epossidiche è testata e certificata con rigide prove di resistenza (*graffio e caduta accidentale di oggetti*) per garantirne l'integrità d'uso. Inoltre l'alta qualità delle vernici utilizzate evita la decolorazione determinata dall'azione dei raggi UV. Tale verniciatura protegge la struttura da sostanze aggressive e scongiura la decolorazione superficiale.




**Più sicuri per l'utilizzo in
ambienti odontoiatrici**



Dati tecnici


■ M0021STY



Smart Trolley Preoperatorio

CASSETTO BASSO
CASSETTO MEDIO
CASSETTO ALTO
UNA BACINELLA BASSA 8 SCOMPARTI
(2STYA0053)
N°1 BACINELLA ALTA 4 SCOMPARTI
(2STYA0061)


■ M0020STY



Smart Trolley Elettromedicali

DUE RIPIANI INCLINABILI
PEDANA PORTA REOSTATI
KIT ELETTRIFICAZIONE
KIT PORTA MANIPOLI E FIOLOGICA


■ M0022STY



Smart Trolley Postoperatorio

CASSETTO MEDIO
Con vasca 9lt inox con coperchio
CASSETTO ALTO

■ M0023TY




Smart Trolley Struttura

Smart Trolley Moduli accessori


Lavabo con base

■ M0008STY




Lavabo pensile

■ M0007STY



Dispenser

■ M0009STY



Smart.



100% Made in Italy

Smart Trolleys

i mobili intelligenti

IT 
1ª Edizione

L'evoluzione nell'arredamento clinico.



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno- Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.



Vai alla pagina Smart Trolley Evo
sul nostro sito



www.tecnogaz.com

