

3M Science.
Applied to Life.™

I vostri restauri.

Il vostro composito.

La vostra giornata.

**Universalmente
più semplici.**

**3M™ Filtek™
Universal Restorative**



Otto colorazioni specifiche. Un'opacità universale. Non poteva essere più semplice.


L'efficienza è l'elemento chiave per affrontare un ritmo di lavoro serrato. Questo è il motivo per cui i dentisti eseguono restauri monomassa in circa l'80% dei loro casi.* Abbiamo creato 3M™ Filtek™ Universal Restorative per rendere questi restauri ancora più semplici.

Si inizia con una selezione semplificata del colore.

Solo 8 colori specifici più un Extra White (XW) per coprire tutti i 19 colori della scala VITA e bleach.* Inoltre, i colori hanno un'opacità universale che soddisfa la maggior parte delle esigenze cliniche.

- **La tecnologia NaturalMatch** (basata su nanoriempitivi, esclusivi monomeri a basso stress e pigmenti) permette all'estetica monomassa di armonizzarsi in modo più naturale con la dentizione.
- **I pigmenti fluorescenti** migliorano l'aspetto naturale.
- **La tecnologia del riempitivo 3M** permette una maggior radiopacità.

I colori a vostra disposizione:



Innovazioni di colore come l'Extra White (XW) e un Pink Opaquer (PO) sono state pensate per aiutarvi a realizzare restauri dall'estetica eccellente in ogni situazione.

Create restauri Extra White per soddisfare le aspettative dei pazienti che amano lo sbiancamento.



Fate in modo che le aree scure non influenzino i risultati estetici. Il Pink Opaquer maschera in modo efficace il metallo e i denti pigmentati.

Pink Opaquer (PO)




Una nuova generazione di composito universale

Dal momento della polimerizzazione, i restauri sono sottoposti a masticazione, spazzolamento e digrignamento. Abbiamo alzato la capacità di resistere all'usura grazie alla combinazione di due esclusive tecnologie *per la prima volta* in un composito universale.


Le tecnologie dei monomeri a basso stress

I monomeri, presenti in anteprima nei nostri compositi bulk-fill, aiutano a proteggere i restauri dai problemi causati dalla contrazione e dal conseguente stress.



La VERA nanotecnologia esclusiva di 3M

Assicura un'eccezionale lucidabilità, nonché una forza elevata e un'eccellente resistenza all'usura.



Ingrandimento 100 volte del nanocluster. Foto al SEM del Dr. J. Perdigão, University of Minnesota.

*Dati interni 3M

Caratteristiche fondamentali

- **Scelta del colore** – solo 8 colori ottimizzati per la maggior parte dei casi clinici.
- **Opacità universale** per un'armonizzazione più naturale.
- **Extra White (XW)** per denti sottoposti a un trattamento sbiancante.
- **Pigmenti fluorescenti** per dare al restauro un aspetto naturale.
- **Pink Opaquer** per mascherare facilmente le aree scure.
- **Nanotecnologia 3M** per una facile lucidatura che resiste nel tempo.
- **Esclusivi monomeri a basso stress** per una maggiore resistenza alla frattura.
- **Maggior radiopacità** per un'identificazione più semplice al controllo.
- **Riscaldamento delle capsule** – le capsule di Filtek Universal Restorative possono essere riscaldate in tutta sicurezza.*

*Leggere le istruzioni per l'uso.

Indicazioni

- Restauri diretti anteriori e posteriori (comprese le superfici occlusali)
- Ricostruzioni di moncone
- Splintaggi
- Restauri indiretti, come inlays, onlays e faccette




Informazioni per l'ordine

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Codice #	Informazioni sul prodotto
6550CK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Capsule Il kit include: 80 capsule da 0,2g: 20 ciascuna di A1, A2, A3, A3.5; 10 capsule da 0,2g di PO; Guida Tecnica; Istruzioni per l'uso.
6555SK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Siringhe Il kit include: 5 siringhe da 4g: 1 ciascuna di A1, A2, A3, A3.5 e PO; Guida Tecnica; Istruzioni per l'uso.

Ricambi	Codice #	Codice #
COLORI	SIRINGA	CAPSULA
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extra White	6555XW	6550XW
PO—Pink Opaquer	6555PO	6550PO
RICAMBIO COLORE	CAPSULE—include 20 capsule da 0,2g	SIRINGHE – include 1 siringa da 4g
RICAMBIO PINK OPAQUER (PO)	CAPSULE – include 10 capsule da 0,2g	SIRINGHE – include 1 siringa da 4g

Tutti i ricambi includono Guida Tecnica e Istruzioni per l'uso.



Scopri di più su www.3Mitalia.it/oralcare

3M Oral Care

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 3537
3mitaloralcare@mmm.com

I prodotti della linea Filtek™ sono dispositivi medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M e Filtek sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada. © 3M 2019. Tutti i diritti riservati.

Semplificare il lavoro grazie a 3M™ Filtek™ Universal Restorative.

Come risolvere 6 delle sfide più impegnative.

Con l'aumentare delle aspettative dei pazienti, i dentisti devono realizzare restauri estetici senza trascurare l'efficienza. Grazie all'utilizzo di Filtek Universal Restorative potrete superare queste 6 comuni sfide ed ottenere con semplicità risultati belli e duraturi.

1. Corrispondenza con la Scala Vita e armonizzazione con la dentizione naturale

Filtek Universal Restorative, che è un vero nano composito, aiuta a creare restauri dall'aspetto naturale con efficienza e semplicità, grazie a 8 colori studiati in modo specifico, più il colore XW, che si armonizzano con la dentizione naturale.

100%



Le 8 tinte specifiche di Filtek Universal più un Extra White (XW) coprono il 100% delle 19 tinte Vita classical e bleach.¹

2. Corrispondenza con il colore White per denti sbiancati

Grazie al colore White (XW), Filtek Universal Restorative elimina la necessità di utilizzare un altro colore specifico, semplificando la procedura di corrispondenza, per dare ai vostri pazienti un sorriso ultra bianco.

\$7.4b



Valore previsto del mercato globale dei prodotti per sbiancamento dentale nel 2024.²

3. Meno problemi di contrazione e stress

Filtek Universal Restorative, ha uno stress da contrazione inferiore rispetto agli altri compositi, il che significa che dello stress puoi preoccuparti di meno.

0,9-2,8%



La contrazione* misurata dei 12 compositi nanoibridi più diffusi attualmente sul mercato.³

4. Coprire le macchie scure

Filtek Universal Restorative vi permette di migliorare la qualità generale del restauro grazie al versatile opacizzante rosa, studiato per mascherare il metallo e la struttura dentale scura.

33%



L'aumento della spesa media dei pazienti per procedure cosmetiche dal 2015 al 2017.⁴

5. Identificare i compositi sulla radiografia

Invece che domandarsi dove sia il confine tra la struttura dentale e il composito, Filtek Universal Restorative aiuta a identificare facilmente i compositi durante i controlli.

293%**



200-250% o più è considerato essere il più appropriato per i compositi.⁵

6. Riscaldare con sicurezza

Filtek Universal Restorative in capsule può essere riscaldato fino a 70 °C per un'ora, così da diminuire la forza di estrusione, senza modificare le caratteristiche fisiche.

75-80%



Il riscaldamento diminuisce la forza di estrusione del 75-80%.⁶

In conclusione: da più di 50 anni, i dentisti si affidano a 3M, realizzando finora due miliardi di bei sorrisi in tutto il mondo. Fate la scelta giusta per i vostri pazienti e la vostra attività. Filtek Universal Restorative aiuta i vostri pazienti a sorridere senza pensieri.

¹ Dati interni 3M

² Teeth Whitening Products Market Size Worth USD 7.40 Billion By 2024. (2017, August 17). Estratto da www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market

³ Spiller, M.S. (2012, October). Dental Composites: A Comprehensive Review. Estratto da www.dentallearning.org/course/Composites/Dental_Composites.pdf

⁴ 2017 State of the Cosmetic Dentistry Industry Survey. (2017). Estratto da 2017survey.pagedemo.co

⁵ Thomas, R., Snigdha, S., Bhavitha, K.B., Babu, S., Ajith, A. e Radhakrishnan, E.K. Biofabricated silver nanoparticles incorporated polymethyl methacrylate as a dental adhesive material with antibacterial and antibiofilm activity against Streptococcus mutans, 3 Biotech 2018, 10.1007/s13205-018-1420-y, 8, 9.

⁶ Dati Interni 3M

*Misurazione dopo 5 minuti di fotopolimerizzazione

**2.93 mmAl



Scopri di più su www.3Mitalia.it/oralcare

3M Oral Care

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 3537
3mitalyoralcare@mmm.com

I prodotti della linea Filtek™ sono dispositivi medici marcati CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.

3M e Filtek sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada. © 3M 2019. Tutti i diritti riservati.