



# EFFEGI BREGA®

- TERMOFORMATRICE -

## “TFM 3”

La termoformatrice “TFM3” è l'evoluzione della termoformatrice “Brega”.  
Con la sua pompa a pistoni interna stampa i dischi termoplastici creando vuoto.  
Dotata di piattello a fondo piano e di camera con apposite sfere permette la stampa con l'utilizzo dei più svariati modelli. Utilizza i dischi originali Brega D. 135 mm oppure i dischi Brega con formato quadrato 125 x 125 mm. Può utilizzare anche dischi con diametro 125.  
Tramite una scheda elettronica controlla i tempi di riscaldamento ed emette un segnale acustico di avviso quando il disco è pronto per la termoformatura. La solida base in acciaio supporta la camera di riscaldamento e la camera di stampa.

