

**MTA BIOREP**

**OBTURYS**

**MTA BIOSEAL**

Una gamma completa **per soddisfare tutte le esigenze**

Oltre ad OBTURYS, un cemento resinoso canalare, ITENA Clinical presenta due prodotti a base di MTA : MTA BIOREP, un materiale bioceramico per la riparazione radicolare, e MTA BIOSEAL, un cemento analare. Offriamo una gamma di prodotti per l'endodonzia altamente performanti perfettamente compatibili tra loro.

**UTILIZZO SEMPLICE**

- Prodotti ergonomici
- Speciali punte facilitano l'inserimento nel canale

**OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- Tempo di indurimento ridotto
- MTA BIOREP : disponibile in mono-dosi per una miscelazione ottimale



**TOTALE COMPATIBILITA' TRA I PRODOTTI**

**MTA BIOREP**

+

**OBTURYS**

o

**MTA BIOREP**

+

**MTA BIOSEAL**



**CURA E PREVENZIONE**

Trovate tutti i prodotti indispensabili alla vostra pratica quotidiana su **itena-clinical.com**


**ODONTOIATRIA  
RESTAURATIVA**

**GAMMA  
ENDODONTICA**

**MTA BIOREP**

**OBTURYS**

**MTA BIOSEAL**



**ODONTOIATRIA  
PROTESICA**

**ESTETICA**

**ITENA**  
CLINICAL PRODUCTS

[www.itena-clinical.com](http://www.itena-clinical.com)

Dispositivi medici di classe IIa e IIb marcati CE 0425. Riservato ai professionisti del settore dentale. Leggere attentamente le istruzioni sul foglio illustrativo prima dell'uso.  
ITENA Clinical 31 avenue Georges Clemenceau, 93420 Villepinte - FRANCIA - Tel: + 33 1 45 91 61 40 - IND 1 - 04/2021

**GAMMA DI PRODOTTI  
PER L'ENDODONZIA**

**SCEGLI COME  
GARANTIRE  
LE TUE RIPARAZIONI  
DEL CANALE  
RADICOLARE**

**ITENA**  
CLINICAL PRODUCTS



#riparazioni




## MTA BIOREP

### Cemento bioceramico per riparazioni radicolari a rapido indurimento

Ideale per incappucciamento della polpa e riparazioni di lesioni : pulpotomia, perforazione del canale radicolare, riassorbimento interno, apacificazione.

#### COMPROVATA EFFICACIA A LUNGO TERMINE

- Assicura un'ottima rimineralizzazione e un'eccellente riparazione del cemento e del tessuto osseo
- Elevata radiopacità
- Non causa discromie dentali grazie alla sua formulazione innovativa con tungstato di calcio
- Creazione di un ambiente alcalino per prevenire la proliferazione batterica (azione batteriostatica)
- Perfetta adesione alla dentina con un'elevata resistenza alle infiltrazioni
- Rimineralizzazione prolungata del tessuto
- Trattamento in una seduta grazie al suo rapido indurimento



#otturazione dei canali

## OBTURYS

### Cemento definitivo con resina epossidica-amminica

Da utilizzare con i coni di guttaperca per l'otturazione definitiva dei canali radicolari.

#### UNA DENSITA' OTTIMALE CHE FORNISCE UNA CONSISTENZA IDEALE

- Eccellente supporto per il cono di guttaperca
- Sigillo perfetto e duraturo dell'apice e delle pareti del canale
- Bassa contrazione : nessuna formazione di un gap tra il materiale e la parete del canale

#### PER SEMPLIFICARE LA VOSTRA PRATICA

- Ottima fluidità : permette di raggiungere le anatomie canalari complesse
- Bassa solubilità : stabilità a lungo termine, nessuna perdita di materiale
- Batteriostatico : previene la proliferazione batterica
- Elevata radiopacità : facilmente visualizzabile nella radiografia
- Facile rimozione degli eccessi

Uno speciale cappuccio elimina il rischio di mescolare base e catalizzatore



2 modalità di miscelazione :  
automix o manuale

#otturazione dei canali

## MTA BIOSEAL

### Cemento canalare bioceramico




Una novità ITENA : tutta l'efficacia dell'MTA al servizio della cementazione canalare definitiva.

#### GIA' IN SERIE A

- Penetrazione omogenea dell'MTA nei tubuli
- Prevenzione della proliferazione batterica
- Perfetto sigillo
- Azione protettiva rapida e duratura

#### GRANDE FACILITA' DI UTILIZZO

- Ridotto tempo di lavorazione
- Facile inserimento nel canale
- Facile rimozione se necessario



NUOVO

