


GBT LOUNGE

L'ULTIMA NOVITÀ DELLA PROFILASSI MODERNA
L'ULTIMO SUCCESSO FIRMATO GUIDED BIOFILM THERAPY



EMS 
MAKE ME SMILE.

PROFILASSI AL



01 DIAGNOSI + CONTROLLO INFEZIONI

- Iniziare risciacquando con il collutorio BacterX® Pro
- Valutare denti, gengive e tessuti parodontali
- Valutare impianti e tessuti peri-implantari



02 LOCALIZZAZIONE

- Mostrare ai pazienti il biofilm localizzato e le aree più problematiche con il rilevatore di placca EMS.
- La rimozione del biofilm viene guidata dal colore.
- Una volta rimosso il biofilm, è più facile individuare il tartaro.




03 MOTIVAZIONE

- Sottolineare l'importanza della prevenzione
- Dare ai pazienti istruzioni sull'igiene orale domiciliare
- EMS raccomanda spazzolini interdentali o filo interdentale, spazzolini elettrici o manuali e il dentifricio AIRFLOW® all'eritritolo per la cura quotidiana a casa



04 AIRFLOW® MAX

- Utilizzare AIRFLOW® per denti naturali, restauri e impianti
- Rimuovere il biofilm a livello sopragengivale e sottogengivale fino a 4 mm mediante polvere AIRFLOW® PLUS 14 µm
- Rimuovere il biofilm anche da gengive, lingua e palato




05 PERIOFLOW®

- Utilizzare AIRFLOW® PLUS Powder sui denti naturali, nelle tasche profonde e nelle forcazioni radicolari e sugli impianti
- Utilizzare il nuovo puntale PERIOFLOW® più sottile con misuratore di profondità



06 PIEZON® PS

- Utilizzare lo strumento PIEZON® PS di EMS minimamente invasivo a livello sopragengivale e sottogengivale fino a 10 mm
- Pulire le tasche maggiori di 10 mm con mini curette
- Utilizzare lo strumento PIEZON® PI di EMS attorno a impianti fino a 3 mm a livello sottogengivale e sui restauri



07 CONTROLLO

- Eseguire un controllo finale per evidenziare biofilm residuo
- Assicurarsi che il tartaro sia completamente rimosso
- Diagnosticare con accuratezza eventuali carie
- Proteggere con fluoro
- Niente più lucidatura



08 RICHIAMO

- Programmare la frequenza dei richiami in base alla valutazione del rischio
- Chiedere al paziente se è rimasto soddisfatto del trattamento

MASSIMO LIVELLO




**GUIDED BIOFILM THERAPY
- IL PROTOCOLLO
PIÙ CONFORTEVOLE,
EFFICIENTE E DI SUCCESSO
PER GLI STUDI PRIVATI.**

Karen Davis, RDH, U.S.A



AIRFLOW
PROPHYLAXIS MASTER

BENESSERE IN SOLI 9M2



La GBT Lounge si adatta anche alle più piccole sale di igiene. Include tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior trattamento di profilassi possibile e si adatta a ogni studio dentistico. Il dispositivo AIRFLOW® Prophylaxis Master, l'ottimizzazione del flusso di lavoro in maniera ergonomica, la poltrona confortevole, sospesa con gruppo idrico a terra e con una combinazione di colori unici creano una sensazione di totale benessere per pazienti e clinici.

PER UN'ESPERIENZA DA SPA



CABINET DES HALLES (NEUCHÂTEL - SVIZZERA)





CERTIFIED PRACTICE

GBT



**SCANSIONA IL QR CODE PER SCOPRIRE I
REQUISITI DELLA CERTIFICAZIONE GBT**

”

**MI PIACE OFFRIRE AI MIEI
PAZIENTI UN'ESPERIENZA
DA SPA E ALLO STESSO
TEMPO UN TRATTAMENTO
DI PROFILASSI
ALL'AVANGUARDIA.**

Marleen Goossen, Igienista dentale



LA DECISIONE MIGLIORE

”

300.000 € DI FATTURATO ALL'ANNO SONO GENERATI DALLE DUE GBT LOUNGE. QUESTO È UNO DEI TANTI MOTIVI PER CUI LE SALE D'IGIENE GBT SI SONO DIMOSTRATE ESTREMAMENTE VANTAGGIOSE PER IL MIO STUDIO.

Dott.ssa Kathrin Bajrami-Kober
2 GBT Lounge installate dal 2020
(Esslingen - Germania)

STUDIO DENTISTICO BAJRAMI-KOBER (ESSLINGEN AM NECKAR - GERMANIA)



PER IL MIO STUDIO



L'UNICA SALA DI IGIENE DEDICATA ALLA GBT

La GBT Lounge è una soluzione unica per eseguire la GBT al massimo livello. Il sistema completamente integrato con AIRFLOW® Prophylaxis Master permette di offrire un trattamento di profilassi indolore con tecnologie all'avanguardia come AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® e PIEZON® PS/PI MAX. Includendo tutte le caratteristiche necessarie, la GBT Lounge offre una soluzione olistica per i migliori trattamenti GBT possibili in un ambiente di lavoro ottimizzato.

ERGONOMIA DEL FLUSSO DI LAVORO OTTIMALE

La GBT Lounge è stata progettata per migliorare il flusso di lavoro ergonomico dei clinici. La poltrona sospesa con gruppo idrico a terra offre uno spazio extra per le gambe che consente di mantenere una posizione ergonomica durante l'intero trattamento e di trattare il paziente da ogni angolazione. Il seggiolino GBT contribuisce al posizionamento ergonomico, consentendo al clinico di lavorare mantenendo una postura corretta per tutto il giorno. Grazie al sistema completamente integrato con AIRFLOW® Prophylaxis Master e al pedale wireless, non ci sono più cavi sul pavimento. La scelta dei dispenser touchless e la luce a lunghissimo raggio migliorano la facilità di lavoro e garantiscono il massimo livello di trattamento possibile.



EFFETTO WOW PER I VOSTRI PAZIENTI

Grazie alla sua vivace palette di colori, all'imbottitura ultra confortevole della poltrona e al trattamento GBT indolore, la GBT Lounge crea un'esperienza paziente senza eguali. I trattamenti di profilassi in un ambiente simile a una SPA fanno risaltare il tuo studio e i pazienti sono felici di tornare per il richiamo.



SUCCESSO DELLO STUDIO

L'offerta della GBT Lounge e di un'esperienza "I FEEL GOOD" ai pazienti porta a un aumento del loro tasso di richiamo. I pazienti raccomandano il tuo studio a parenti e amici, il che permette di introdurre nuovi pazienti nello studio. Offrendo un ambiente di lavoro straordinario, sarai in grado di attrarre facilmente nuovi collaboratori. La GBT Lounge porta lo studio a un livello superiore ed è una garanzia di successo di business.


GBT LOUNGE



TUTTO IN UNO



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER



- Il miglior trattamento di profilassi indolore grazie alle innovative tecnologie come tecnologie come AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® e PIEZON® PS/PI MAX
- Completamente integrato nella poltrona

POLTRONA SOSPESA



- Imbottitura ultra confortevole per il massimo comfort del paziente
- Ampio spazio per le gambe
- Spazio extra per le gambe
- Flessibilità ergonomica
- Vassoio incorporato con rotazione a 360°

SGABELLO



- Postura ergonomica migliorata
- Sedile a sella
- Angolo di seduta regolabile

PEDALE WIRELESS



- Nessun cavo a terra
- Connessione wireless con AIRFLOW® Prophylaxis Master

LUCI LED



- Intensità fino a 50.000 Lux
- Sensore touchless per una migliore versatilità

ARREDO



- Unità di lavaggio
- Dispenser touchless per materiali di consumo
- Stoccaggio di materiali di consumo fino a 14 giorni

*Componenti aggiuntivi disponibili a seconda del paese/regione. Per maggiori informazioni, contatta il tuo GBT Expert.

CONTATTACI E PORTA IL TUO STUDIO AL LIVELLO SUCCESSIVO

Lascia il tuo contatto in modo che il tuo GBT Expert si metta in contatto con te per pianificare un appuntamento e comporre la GBT Lounge su misura per il tuo studio dentistico. **Scansiona il codice QR.**



"I FEEL GOOD"

GUIDED BIOFILM THERAPY

01 NEW RECALL
Ask patient to recall their oral hygiene habits.

02 EVALUATE
Evaluate oral health, periodontium and biofilm.

03 DISCLOSE
Apply disclosing solution to visualize biofilm.

04 PIEZON® PS
Use piezosonic technology to remove biofilm.

05 AIRFLOW®
Apply AIRFLOW® to remove residual biofilm and stain.

06 MOTIVATE
Motivate patient to improve oral hygiene habits.

07 QUALITY CONTROL
Check for quality control.

EMS
MAKE ME SMILE.



EMS Italia - Electro Medical Systems
Via Pisacane, 7/B
20016 Pero MI

Tel. 02 3453 8111
Invia una e-mail a info@ems-ita.it

EMS
MAKE ME SMILE.

© FA-787/IT rev. A Edizione 2023/05