

ZARC

BlueShaper PRO[®]

Due trattamenti termici in un unico strumento




FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS



DualWire[®]


Flessibilità e capacità di taglio eccezionali

BlueShaper PRO® è il primo sistema al mondo che combina due trattamenti termici in un unico strumento, grazie alla tecnologia **DualWire®**.



José Aranguren

Un sistema estremamente versatile: capacità di taglio, penetrazione e flessibilità in un unico strumento.



Arman Gazi

Combinare flessibilità ed efficienza di taglio è una fondamentale necessità nella preparazione dei canali. I miei trattamenti sono ora più sicuri e facili grazie alla tecnologia DualWire®.



Carlos Franco

Con lo strumento BlueShaper PRO®, la penetrazione nel canale diventa più veloce e si percepisce un maggior senso di sicurezza in termini di resistenza della punta.



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

La tecnologia **DualWire®**, sviluppata da Zarc, permette una **maggiore versatilità** dello strumento, offrendo una **punta tagliente** mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

BlueShaper PRO®

L'efficienza della nuova lega

Grazie al **doppio trattamento termico** di **BlueShaper PRO®**, la preparazione del canale è più precisa ed efficace.

Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.



DualWire®

Tecnologia DualWire®

Primo sistema endodontico che incorpora 2 trattamenti termici in un unico strumento brevettato da Zarc4Endo.

Progettato per una endodonzia all'avanguardia

BlueShaper PRO® è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze degli endodontisti, fornendo uno strumento di ultima generazione e all'avanguardia.

Resistenza e prestazioni eccezionali

È stato realizzato con materiali di alta qualità e sottoposto a **rigorosi standard di produzione**.

Offre prestazioni eccezionali grazie a:

- Maggiore **facilità nella penetrazione** dei canali;
- Aumento della **resistenza allo stress torsionale**;
- **Efficienza di taglio** mantenendo lo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

BlueShaper PRO®

Migliora la qualità del trattamento endodontico



Punta tagliente



Grande resistenza torsionale



Resistenza alla fatica ciclica



Massima flessibilità

	MFD	TAPER	Ø
Z1	0,90	10-2%	0,14
Z2	0,90	10-2%	0,17
Z3	0,88	5-6%	0,19
Z4	0,91	5-6%	0,25

BlueShaper PRO®

La famiglia BlueShaper PRO® è composta da 8 strumenti, il professionista può scegliere la sequenza più adatta a ciascun caso clinico:

Sequenza base:

Z1, Z2, Z3 e Z4

Sequenza completa:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5

Disponibili anche in blister dedicati:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 e Z7

BlueShaper PRO®

Facile inserimento nella routine clinica

BlueShaper PRO® si integra perfettamente nella routine clinica del professionista, fornendo una gestione semplice e risultati predicibili.

- **Esclusiva tecnologia DualWire®.**
- **Unico sistema con due trattamenti termici in un solo strumento.**
- **Maggiore versatilità, maggiore efficienza di taglio, resistenza alle sollecitazioni torsionali e alla penetrazione di canali radicolari.**
- **Resistenza alla fatica ciclica.**

In Zarc, siamo leaders nell'innovazione

Informazioni sul confezionamento

BlueShaper PRO® ZX 19 mm

ZBS19PROZX ZX 19 mm (6 unità) sterile

BlueShaper PRO® 21 mm

ZBS21ZPRO1 Z1 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO2 Z2 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO3 Z3 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO4 Z4 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO5 Z5 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO6 Z6 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21ZPRO7 Z7 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21APRO6 ZX-Z5 21 mm (6 unità) sterile
ZBS21APRO4 Z1-Z4 21 mm (4 unità) sterile

BlueShaper PRO® 25 mm

ZBS25ZPRO1 Z1 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO2 Z2 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO3 Z3 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO4 Z4 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO5 Z5 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO6 Z6 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25ZPRO7 Z7 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25APRO6 ZX-Z5 25 mm (6 unità) sterile
ZBS25APRO4 Z1-Z4 25 mm (4 unità) sterile

BlueShaper PRO® 31 mm

ZBS31ZPRO1 Z1 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO2 Z2 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO3 Z3 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO4 Z4 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO5 Z5 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO6 Z6 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31ZPRO7 Z7 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31APRO6 ZX-Z5 31 mm (6 unità) sterile
ZBS31APRO4 Z1-Z4 31 mm (4 unità) sterile

Le punte di Gutta e di carta dedicate al sistema BlueShaper Pro® sono le medesime del sistema BlueShaper.

Gutta-percha

GP-144 Gutta-percha Z3 (60 unità)
GP-145 Gutta-percha Z4 (60 unità)
GP-146 Gutta-percha Z5 (60 unità)
GP-147 Gutta-percha Z6 (60 unità)
GP-148 Gutta-percha Z7 (60 unità)

Paper points

PP-144 Paper points Z3 (100 unità)
PP-145 Paper points Z4 (100 unità)
PP-146 Paper points Z5 (100 unità)
PP-147 Paper points Z6 (100 unità)
PP-148 Paper points Z7 (100 unità)

SIMIT NEXT
Endo Expert

Divisione Gruppo Simit Dental
www.simidental.it

ZARC