

**Renfert**

making work easy



lay:art evo

NOVITÀ

Pennello di setole artificiali

# NOVITA lay:art evo

## Pennello di setole artificiali


lay:art evo è il pennello per ceramica con fibra bionica in linea con i tempi. La composizione chimica dei filamenti delle fibre e la loro lavorazione specifica consentono alla setola del pennello di assorbire l'umidità e di imitare la nota forma a fiamma dei pennelli di alto livello. Entrambi questi aspetti rappresentano la caratteristica saliente nella gestione dell'umidità che rende finora così uniche soltanto le setole naturali dei pennelli. Così lay:art evo affascina per l'attenzione dedicata ai dettagli per l'odontotecnica e per la sua pragmatica funzionalità.

### Vantaggi

- Innovativo pennello di alto livello, concepito per le moderne tecniche di stratificazione della ceramica (ad esempio microstratificazione o stratificazione classica).
- Fibra bionica per una stratificazione di alta precisione e la sostenibilità ecologica.
- Economicità grazie al sistema di ricarica con punte di diverse misure di facile sostituzione.

### Dettagli

- La punta fina con tonicità ed elasticità durature entusiasma nell'applicazione mirata della ceramica.
- L'elasticità delle sottili setole della punta si adatta alle sollecitazioni e rimane invariata durante la stratificazione.
- Gestione dell'umidità unica nel suo genere grazie all'innovativa fibra bionica.
- Durata nettamente maggiore della punta del pennello rispetto a quella dei pennelli convenzionali.
- Manico del pennello in alluminio anodizzato di alta qualità e in diverse dimensioni con sofisticata ergonomia.



DIMENSIONE ORIGINALE



E' possibile scegliere tra due tipologie di punta a secondo della taglia: flame e cone

### Referenze

|                                   |                                      |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| lay:art evo fine handle           | 1 pezzo, senza punta intercambiabile | No. 17240000 |
| lay:art evo standard handle       | 1 pezzo, senza punta intercambiabile | No. 17240001 |
| [1] lay:art evo misura 2          | 1 pezzo, con manico fine             | No. 17240002 |
| [2] lay:art evo misura 4 flame    | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240004 |
| [3] lay:art evo misura 4 cone     | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240014 |
| [4] lay:art evo misura 6 flame    | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240006 |
| [5] lay:art evo misura 6 cone     | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240016 |
| [6] lay:art evo misura 8 flame    | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240008 |
| [7] lay:art evo misura 8 cone     | 1 pezzo, con manico standard         | No. 17240018 |
| [8] ay:art evo color              | 1 pezzo, con manico fine             | No. 17240100 |
| [9] lay:art evo opaque            | 1 pezzo, con manico fine             | No. 17240200 |
| lay:art evo misura 2 refill       | 2 pezzi, senza manico                | No. 17240012 |
| lay:art evo misura 4 flame refill | 2 pezzi, senza manico                | No. 17240114 |
| lay:art evo misura 4 cone refill  | 2 pezzi, senza manico                | No. 17241114 |
| lay:art evo misura 6 flame refill | 2 pezzi, senza manico                | No. 17240116 |

|                                   |                                                                  |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| lay:art evo misura 6 cone refill  | 2 pezzi, senza manico                                            | No. 17241116 |
| lay:art evo misura 8 flame refill | 2 pezzi, senza manico                                            | No. 17240118 |
| lay:art evo misura 8 cone refill  | 2 pezzi, senza manico                                            | No. 17241118 |
| lay:art evo color refill          | 2 pezzi, senza manico                                            | No. 17240110 |
| lay:art evo opaque refill         | 2 pezzi, senza manico                                            | No. 17240210 |
| lay:art evo build up set          | Manico standard con 3 pennelli di taglia diversa (4, 6, 8 flame) | No. 17240300 |
| lay:art evo detail up set         | Manico fine con 3 pennelli di taglia diversa (color, opaque, 2)  | No. 17240400 |

