

enbio.



**Enbio<sup>S</sup> + Enbio PRO**  
**Le autoclavi più veloci al mondo.**  
**Classe B.**

Assembled   
in Switzerland

# La nuova definizione di velocità di sterilizzazione.



Il tempo è un valore relativo. Scorre in modo diverso in circostanze diverse. Ma quando avete bisogno di avere i vostri strumenti pronti, ne avete bisogno SUBITO. Mentre altre autoclavi possono mettere alla prova la vostra pazienza, Enbio piega le leggi della fisica per ridurre l'attesa all'invisibile.



# Altra misura. Stessa performance.

Gli sterilizzatori Enbio sono fino a 6 volte più piccoli e 3 volte più leggeri di una autoclave tradizionale di classe B. Ma quando si tratta di efficienza di lavoro, tengono il passo.



	Autoclave tradizionale	Enbio PRO	Enbio <sup>S</sup>
 Buste di strumenti / ora	50	50	32
Classe B / asciugatura	✓	✓	✓

## Il filtro magico Enbio: dimenticati dell'acqua.



Immaginate un'auto veloce che copre una lunga distanza con un cucchiaino di carburante. Le autoclavi Enbio sono così. Con il filtro magico Enbio come attrezzatura standard, possono eseguire fino a 1000 processi di sterilizzazione con solo 1 litro di acqua demineralizzata. Senza bisogno di rubinetto o lavandino.



**1 litro  
di acqua  
demineralizzata**

**1000 processi\***



# Enbio<sup>S</sup>. Speedmaster.

Enbio S è così compatta e silenziosa che puoi effettivamente avere un'autoclave a portata di mano in ogni stanza. Sterilizzare gli strumenti tra un paziente e l'altro per averli sempre pronti in un attimo.



**Classe B**  
Vuoto  
Sacchetti+  
asciugatura



**Certificato medico**  
Dispositivo medico classe II b  
EN-13060 / Direttiva 98/42/CEE  
Approvato dalla FDA

Non imbustato  
FAST / 134°C

**7 min**

Imbustato  
Classe B/ 134°C


**15 min**

Imbustato  
Classe B/ 121°C

**30 min**



reddot design award  
winner



## Peso dell'unità

**15 kg**

## Capacità

Quantità massima di buste (circa)	<b>8</b>
Peso massimo raccomandato del carico	<b>0,5 kg</b>
Volume della camera	<b>2,7 l</b>

## Pressione e temperatura

Pressione di lavoro	<b>2,1 Bar</b>
Pressione massima	<b>2,3 Bar</b>
Temperatura max. di processo	<b>137°C</b>

## Dimensioni

Larghezza	<b>25 cm</b>
Altezza	<b>16 cm</b>
Profondità	<b>56 cm</b>

## Parametri elettrici

Alimentazione elettrica	<b>230V/50Hz</b>
Potenza installata	<b>3250 W</b>
Consumo max. di energia	<b>15 A</b>

## Varie

Livello di protezione all'ingresso	<b>IP20</b>
Archiviazione di dati su chiavetta	<b>USB</b>
Conducibilità dell'acqua*	<b>&lt; 15 µS/cm</b>

\* - solo acqua demineralizzata

# Enbio PRO.

## Piccole dimensioni. Grande spazio.

Enbio PRO è la soluzione ideale in un piccolo studio.  
Sterilizzazione superveloce e capacità per contenere la maggior parte degli strumenti, comprese i kit per impianti.



**Classe B**  
Vuoto  
Sacchetti+  
asciugatura



**Certificato medico**  
Dispositivo medico classe II b  
EN-13060 / Direttiva 98/42/CEE  
Approvato dalla FDA

**Non imbustato  
FAST / 134°C**

**9 min**

**Imbustato  
Classe B / 134°C**

**18 min**

**Imbustato  
Classe B / 121°C**

**30 min**

**Imbustato / PRION  
Classe B / 134°C**

**43 min**



### Peso dell'unità

**20 kg**

### Capacità

Quantità massima di buste (circa) **16**  
Peso massimo raccomandato del carico **1,0 kg**  
Volume della camera **5,3 l**

### Pressione e temperatura

Pressione di lavoro **2,1 Bar**  
Pressione massima **2,3 Bar**  
Temperatura max. di processo **137°C**

### Dimensioni

Larghezza **25 cm**  
Altezza **20 cm**  
Profondità **56 cm**

### Parametri elettrici

Alimentazione elettrica **230V/50Hz**  
Potenza installata **2250 W**  
Consumo max. di energia **15 A**

### Varie


Livello di protezione all'ingresso **IP20**  
Archiviazione di dati su chiavetta **USB**  
Conducibilità dell'acqua\* **< 15 µS/cm**

\* - solo acqua demineralizzata

# Implantologia




Enbio PRO accoglie tutte le comuni cassette di impianti inseribili in uno spazio di 20×30×9 cm.



# Enbio Care

La tecnologia perfetta incontra la cura perfetta.  
Tutti i dispositivi Enbio sono coperti da un programma di  
garanzia e cura unico al mondo, con un dispositivo di backup  
consegnato durante il periodo di riparazione al cliente.



## Manuale d'uso Enbio.





Assembled  
in Switzerland

# Presenza mondiale.

Le autoclavi Enbio sono prodotte in 2 stabilimenti situati in Svizzera e Polonia, con centri logistici di distribuzione che coprono tutta l'Europa, Nord America e il Medio Oriente.

