



STS TRIMMER

Comando pneumatico da laboratorio

STS TRIMMER

il miglior assistente di
ceramisti e protesisti

Particolarmente robusti e facili da usare, i comandi pneumatici Bien-Air e le loro turbine offrono la migliore risposta a ceramisti e protesisti esigenti.

Dotato di serbatoio da 1,4 litri, il comando STS Trimmer dispone di grande autonomia. La portata dello spray garantisce un raffreddamento ottimale.

Con una velocità di rotazione fino a 300.000 rpm, la turbina si rivela ideale per i lavori di precisione.

In virtù di un sistema antipolvere unico, beneficia di straordinaria durata.

Il comando è munito di riduttore di pressione e manometro che permettono la regolazione appropriata della pressione d'aria.

L'STS Trimmer è fornito con pedale di attivazione della funzione marcia/arresto della fresa.



STS Trimmer - Comando pneumatico

Tipo	Comando da laboratorio
Pressione d'aria	4,8 bar max
Serbatoio	1,4 litri
Spray	120 ml/min max, miscela regolabile, interruttore ON/OFF
Pedale	Per variare la velocità della turbina pneumatica
Dimensioni	(L x H x P) 295 x 197 x 155 mm
Sicurezza	Conforme alla direttiva 98/37/ CE

TDS 890 - Turbina diritta con spray integrato

Tipo	Turbina con cuscinetti a sfere protetti da uno speciale sistema antipolvere
Velocità	300.000 rpm
Flusso d'aria	35 nl/min in media
Bloccaggio	a frizione (FG)
Frese	Ø 1,60 mm conforme a ISO 1797 - tipo 3
Tubo	silicone, diritto, grigio, con raccordo 4 vie
Peso	60 g
Pulizia	Spraynet® Bien-Air, spray per pulizia e manutenzione
Lubrificazione	Lubrimed® Bien-Air, grasso medicale

Set

REF 1700296-001

Il set comprende:

- 1 comando STS Trimmer
- 1 turbina TDS 890
- 1 pedale
- 1 tubo diritto 4 vie

- REF 1600643-001
- REF 1600163-001
- REF 1600312-001
- REF 1600390-001